


Антитело Кролика Против Hcn1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60741

Артикул: CM0022350



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против HCN1 (BCNG-1), для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на человеке, мыши и крысе. Изучите его роль в нейронных гиперполяризационных токах и водителе ритма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCN1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	348980
ID гена	348980
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 791-890 человеческого HCN1 (NP_066550.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60741
Молекулярный вес белка	99кДа
Доставка	Сумка со льдом