


Моноклональное Антитело Против Шиповидного Белка S1 Hcov-229E Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15423

Артикул: CM0007683



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против гликопротеина шиповидного белка S1 HCoV-229E, специфически распознающее рецептор-связывающий домен. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для вирусологических исследований и разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к шиповидному белку S1 HCoV-229E
Gene ID	918758
Иммуноген	Рекомбинантный белок шиповидного белка S1 человеческого коронавируса HCoV-229E
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	HCoV-229E
SWISS	P15423
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	В пакете со льдом