


Поликлональные Антитела Против Шиповидного Белка S1 HCoV-229E Для ВБ, Ифа - P15423

Артикул: CM0020393



введение

Кроличьи поликлональные антитела против шиповидного белка S1 HCoV-229E, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают синтетический пептид в области аминокислот 1074-1173. Подходит для изучения механизмов прикрепления коронавируса и проникновения в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCoV-229E Spike S1 кроличьи поликлональные антитела
GeneID	918758
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1074-1173 шиповидного белка S1 коронавируса (NP_073551.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	HCoV-229E
SWISS	P15423
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом