

Поликлональные Антитела Против Spike S2 Коронавируса Hcov-229E Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P15423

Артикул: CM0018894



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против субъединицы S2 гликопротеина шипа HCoV-229E. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают специфической перекрестной реактивностью против HCoV-229E. Идеально подходят для исследований коронавирусов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCoV-229E Spike S2 кроличьи поликлональные антитела
GeneID	918758
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1074-1173 шипа коронавируса S2 (NP_073551.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	HCoV-229E
SWISS	P15423
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Холодильный пакет