


Кроличья Поликлональная Антитело Против Нуклеопротеина Hcov-Hku1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q5Mqc6

Артикул: CM0023820



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против нуклеопротеина (N-белка) HCoV-HKU1, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения репликации и сборки коронавируса, а также для разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCoV-HKU1 Нуклеопротеин Кроличья rAb
Вид	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 нуклеопротеина коронавируса (YP_173242.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка-холодильник