


Поликлональное Антитело Против S1-Субъединицы Шиповидного Белка Hcov-Hku1 Для Wb, Elisa — Q5Mqd0

Артикул: CM0020423



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к белку S1 шиповидного гликопротеина HCoV-NKU1 (иммуноген: пептид в пределах аминокислотных остатков 100–200). Валидировано в WB и ELISA. Распознаёт шиповидный гликопротеин HCoV-NKU1. Идеально подходит для исследований проникновения вируса и взаимодействия с клеткой-хозяином. SWISS Q5MQD0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к S1 шиповидного белка HCoV-NKU1
Вид	Коронавирус человека HKU1
Идентификатор гена	3200426
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 100–200 шиповидного белка S1 коронавируса (YP_173238.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	HCoV-NKU1
SWISS	Q5MQD0
Молекулярная масса белка	152 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом