


Кроличья Поликлональная Антитело Против Шиповидного Белка S2 Hcov-Hku1 Для Вб И Ифа — Q5Mqd0

Артикул: CM0021582



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против субъединицы S2 шиповидного белка HCoV-HKU1. Валидировано для применения в вестерн-блоттинге и ИФА, это антитело детектирует вирусный белок слияния для разработки диагностических тест-систем и исследования механизмов проникновения коронавируса в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCoV-HKU1 Spike S2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	E2, пепломерный белок
GeneID	3200426
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-900 шиповидного белка S2 коронавируса (YP_173238.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Холодильный пакет