


Поликлональное Антитело Против S2-Субъединицы Шипа Hcov-NL63 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Q1S2

Артикул: CM0020477



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на белок шипа HCoV-NL63 S2 (гликопротеин шипа, E2). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуоферментном анализе (ИФА). Распознает шип HCoV-NL63. Для исследований коронавирусов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против HCoV-NL63 Spike S2
Идентификатор гена	2943499
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1200-1300 белка шипа коронавируса S2 (YP_003767.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом