


Поликлональные Антитела Против Нуклеопротеина Anti-НсoV-Ос43 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P33469

Артикул: CM0020571



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против нуклеопротеина (N-белка) HCoV-OC43, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с HCoV-OC43; иммуноген из аминокислот 100-200. Подходят для изучения нуклеокапсида коронавируса и сборки вирионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к нуклеопротеину HCoV-OC43
ID гена	39105221
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 нуклеопротеина коронавируса (YP_009555245.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	HCoV-OC43
SWISS	P33469
Молекулярный вес белка	49 кДа
Доставка	Сумка со льдом