


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hcrtr1 Для Wb, If-P, Elisa — O43613

Артикул: CM0017230



введение

Высокоаффинное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий HCRTR1 (рецептор орексина типа 1). Валидировано для WB, IF-P и ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Подходит для исследований в области нейронауки и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к HCRTR1
Примечания/синонимы	OX1R; OXR1; ORXR1; HCRTR1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3061
Идентификатор гена	3061
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150–250 человеческого HCRTR1 (NP_001516.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43613
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом