


Поликлональное Антитело Против Hcrtr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O43614

Артикул: CM0028266



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против рецептора орексина типа 2 человека (HCRTR2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с белками человека и мыши. Подходит для изучения регуляции цикла сна-бодрствования и гомеостаза глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	HCRTR2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3062
GeneID	3062
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 380-444 участка HCRTR2 человека (NP_001517.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43614
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет