

Поликлональное Антитело К Hd1 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Fdx8

Артикул: CM0020410



введение

Кроличье поликлональное антитело к Hd1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА у *Oryza sativa*. Обнаруживает цинковый пальцевой белок HD1 — фактор транскрипции, регулирующий цветение. Подходит для исследований в области биологии развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hd1 кроличье пА
Примечания/Альтернативные названия	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ID гена	4340746
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-320 Hd1 <i>Oryza sativa</i> (Q9FDX8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q9FDX8
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник