

Поликлональное Антитело Кролика Против Hd3A Для Elisa И Wb - Q93Wi9

Артикул: CM0020915



введение

Поликлональное антитело кролика против рисового флоригена Hd3a (OsJ_20191). Валидировано для WB и ELISA, детектирует Hd3a *Oryza sativa*. Идеально для исследований времени цветения и развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hd3a Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Hd3a; OsJ_20191
Вид	<i>Oryza sativa</i> (Рис посевной)
ID гена	4340185
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 Hd3a <i>Oryza sativa</i> . (Q93Wi9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS-PROT ID	Q93Wi9
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом