

Поликлональное Антитело Против Hdac1 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q13547

Артикул: CM0013561



введение

Валидированное методом KD кроличье поликлональное антитело против HDAC1. Подходит для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Надёжный инструмент для исследований эпигенетики и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье pAb против HDAC1
Примечания/синонимы	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3065
GeneID	3065
Иммуноген	Синтетический пептид Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 393–482 человеческого HDAC1 (NP_004955.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13547
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Хладагентный пакет