

Кроличья Моноклональная Антитело Против Hdac1 Для Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q13547

Артикул: CM0002414



введение

Кроличья моноклональная антитело против HDAC1 (55 кДа) валидирована для ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагирует с HDAC1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ремоделирования хроматина, регуляции транскрипции и эпигенетических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к HDAC1
Примечания/Альтернативные названия	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Вид	Человек
ID гена	3065
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350–450 человеческого HDAC1 (Q13547)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13547
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет