

Моноклональное Антитело Кролика Против Hdac11 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q96Db2

Артикул: CM0004123

введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого HDAC11, валидировано для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Важный инструмент для эпигенетических исследований, изучения ремоделирования хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к HDAC11
Примечания/Альяс	HD11
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	79885
ID гена	79885
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-347 человеческого HDAC11 (NP_079103.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DB2
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С пакетом льда