

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hdac11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Db2

Артикул: CM0024959

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого HDAC11 (SWISS: Q96DB2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для эпигенетических исследований деацетилирования гистонов и транскрипционного репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC11 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HD11; HDAC11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79885
GeneID	79885
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-347 человеческого HDAC11 (NP_079103.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DB2
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом