


Моноклональное Анти-Hdac2 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Мц (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa), Chip - Q92769

Артикул: CM0006601



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого HDAC2 (гистондеацетилазы 2). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA и ChIP. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Вид	Человек
ID гена	3066
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 389-488 человеческого HDAC2 (Q92769).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92769
Молекулярный вес белка	55 кДа
Доставка	С ледяным пакетом