


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Hdac2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92769

Артикул: CM0003936



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому HDAC2, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических исследований и разработки наборов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к HDAC2
Примечания / Псевдонимы	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3066
ID гена	3066
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HDAC2 (NP_001518.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92769
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с []