


Поликлональные Антитела К Hdac3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Артикул: CM0013913



введение

Кроличьи поликлональные антитела к HDAC3, подходящие для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают HDAC3 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к HDAC3
Примечания/Синонимы	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8841
Идентификатор гена	8841
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 329-428 HDAC3 человека (NP_003874.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15379
Молекулярная масса белка	49 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом