


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hdac3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - O15379

Артикул: CM0003576



введение

Кроличье моноклональное антитело к HDAC3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Гистондеацетилаза 3 (HDAC3) массой 49 кДа играет ключевую роль в ремоделировании хроматина и репрессии генов. Подходит для исследований эпигенетической и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] HDAC3 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8841
GeneID	8841
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 329-428 человеческого HDAC3 (NP_003874.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15379
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом