

Антиклеток К Hdac3 Кроличьи Поликлональные, Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — O15379

Артикул: CM0022752



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HDAC3 (гистондеацетилаза 3), валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестная реактивность с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований в области эпигенетики и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	8841
ID гена	8841
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 299-428 человеческого HDAC3 (NP_003874.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15379
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	С ледяными аккумуляторами