


Поликлональные Антитела Против Hdac4 Для Wb, Elisa - P56524

Артикул: CM0012815



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HDAC4, полученные с использованием синтетического пептида. Валидированы для WB и ELISA, эти антитела обнаруживают гистондеацетилазу 4 массой 119 кДа, ключевой эпигенетический регулятор.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9759
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 530-630 человеческого HDAC4 (NP_006028.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56524
Молекулярный вес белка	119 кДа
Доставка	Ледяной пакет