


Поликлональные Антитела Против Hdac4 Для Wb, IHC-P, Elisa - P56524

Артикул: CM0013964



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HDAC4 (SWISS: P56524). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA); реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований в области эпигенетики и онкологии. Молекулярная масса белка — 119 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC4 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	9759
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 451–650 человеческого HDAC4 (NP_006028.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56524
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом