

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Артикул: CM0012477

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к HDAC6, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA на мышиных и крысиных образцах. Нацелено на С-концевую область (aa 836-1037) мышиного HDAC6, ключевой деацетилазы, участвующей в динамике микротрубочек и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC6 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10013
GeneID	15185
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 836-1037 мышиного Hdac6 (Q9Z2V5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Z2V5
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом