


Моноклональные Антитела Против Hdac6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ubn7

Артикул: CM0007478



введение

Кроличьи моноклональные антитела против HDAC6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий HDAC6 (~131 кДа), цитоплазматическую деацетилазу, регулирующую аутофагию, формирование агресом и динамику микротрубочек. Идеально подходят для исследований в области онкологии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC6 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10013
ID гена	10013
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого HDAC6 (NP_006035.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBN7
Молекулярный вес белка	131kDa
Доставка	С ледяным пакетом