


## Моноклональное Антитело К Hdac6 Для Вб, Игс-П, Ип, Ифа — Q9Ubn7

Артикул: CM0008905



### введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой HDAC6 (Q9UBN7). Валидировано для ВБ, ИГС-П, ИП, ИФА. Деацетилаза HDAC6 регулирует динамику микротрубочек, аутофагию и формирование агрегатов — это важно для исследований в области онкологии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи моноклональные антитела к HDAC6                                                                                               |
| Примечания/алиасы         | HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 10013                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 10013                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческой HDAC6 (Q9UBN7). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | ВБ, ИГС-П, ИП, ИФА                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                |
| SWISS                     | Q9UBN7                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 131 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                                     |