


Анти-Hdac6 Кроличий Поликлональный Антитело - Q9Ubn7

Артикул: CM0016026



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого HDAC6, валидированный для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения деацетилирования тубулина, аутофагии и формирования агрегатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC6 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10013
ID гена	10013
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 836-1104 человеческого HDAC6 (NP_006035.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBN7
Молекулярный вес белка	131кДа
Доставка	Сумка со льдом