

Анти-Hdac7 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wui4

Артикул: CM0025746



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого HDAC7, валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным. Подходит для исследований эпигенетической регуляции и транскрипции. - Q8WUI4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC7 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
Вид	Человек
ID гена	51564
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого HDAC7 (XP_011536783.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WUI4
Молекулярный вес белка	103кДа
Доставка	Ледяной пакет