


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Hdac9 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Ukv0

Артикул: CM0014986



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-HDAC9, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. HDAC9 деацетилюет гистоны для эпигенетического репрессирования; молекулярная масса 111 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MTR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9734
ID гена	9734
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HDAC9 (NP_478056.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKV0
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом