


Поликлональные Антитела К Hdc Для Wb, Elisa - P19113

Артикул: CM0023170



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой гистидиндекарбоксилазы (HDC, ID гена: 3067). Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Для исследований биосинтеза гистамина. UniProt: P19113.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDC кролик rAb
Примечания/Псевдоним	HDC; гистидиндекарбоксилаза
Вид	Человек
GeneID (человек)	3067
GeneID	3067
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-249 человеческого HDC (NP_002103.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19113
Молекулярный вес белка	70кДа/74кДа
Доставка	Сумка со льдом