

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Hdc Для Вб, Ифа - P19113

Артикул: CM0029122



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на гистидиндекарбоксилазу (HDC), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Идеально подходит для изучения биосинтеза гистамина и метаболизма катехоламинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDC Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HDC
Вид	Человек
ID гена	3067 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 453-662 HDC человека (NP_002103.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19113
Молекулярная масса белка	74кДа
Доставка	Хладопакет