


Моноклональное Антитело Против Hdgf Для Wb, If-P, Elisa - P51858

Артикул: CM0002958



введение

Кроличье моноклональное антитело к HDGF для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Валидировано на человеке, мыши и крысе. Распознает фактор роста гепатомы (HMG1L2), транскрипционный репрессор с митогенной активностью и способностью связывать гепарин — подходит для исследований в области онкологии и факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDGF Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HMG1L2; HDGF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3068
GeneID	3068
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого HDGF (P51858).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51858
Молекулярный вес белка	27kDa
Доставка	Сумка со льдом