


Анти-Hdgf Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Артикул: CM0028776



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против HDGF (HMG1L2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Подходят для изучения транскрипционной репрессии, митогенной активности и функций связывания с гепарином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDGF кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HMG1L2; HDGF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3068
GeneID	3068
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого HDGF (NP_004485.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51858
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом