


Кроличья Поликлональная Антитело Против Hdlbp Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00341

Артикул: CM0029794



введение

Кроличья поликлональная антитела к HDLBP (Vigilin) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Обнаруживает HDLBP человека, мыши, крысы массой 141 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина и липопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDLBP Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Вид	Человек
ID гена (человек)	3069
ID гена	3069
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1035-1268 человеческого HDLBP (NP_976221.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00341
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Холодовая упаковка