


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hdlbp/Vigilin Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - Q00341

Артикул: CM0003738



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HDLBP (Vigilin), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ELISA. Определяет эндогенные уровни HDLBP в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований липидного обмена и холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDLBP Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	3069
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HDLBP (NP_976221.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия в парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00341
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом