

Кроличье Моноклональное Антитело Против He4/Wfdc2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q14508

Артикул: CM0008769

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок HE4/WFDC2 (Q14508). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA и перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения развития легких, репродуктивной биологии и биомаркеров рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против HE4/WFDC2
Примечания/Альтернативные названия	HE4; WAP5; EDDM4; dj461P17.6; HE4/WFDC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10406
GeneID	10406
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 45-124 человеческого белка HE4/WFDC2 (Q14508).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14508
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом