


Поликлональные Антитела Против Hec1/Ndc80 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O14777

Артикул: CM0030077



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HEC1/NDC80, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследования кинетохор и митоза, обладают перекрестной реактивностью с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к HEC1/NDC80
Примечания/алиасы	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Вид	Человек
ID гена (человек)	10403
ID гена	10403
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 343–642 человеческого HEC1/NDC80 (NP_006092.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14777
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет