


Моноклональное Антитело Кролика Против Hec1/Ndc80 Для Wb, Elisa — O14777

Артикул: CM0007112



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого HEC1/NDC80 (O14777). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований функции кинетохора, митотического контрольного пункта и рака. Расчётная молекулярная масса: 74 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEC1/NDC80 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Вид	Человек
GeneID	10403
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 543-642 человеческого HEC1/NDC80 (O14777)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O14777
Молекулярная масса белка	74 кДа
Транспортировка	Хладагентный пакет