

Кроличья Поликлональная Анти-Hectd1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ult8

Артикул: CM0024719



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HECTD1 (EULIR), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный HECTD1 с молекулярной массой ~289 кДа в образцах человека. Идеально для исследований убиквитинирования, нейронного развития и биологии стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HECTD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EULIR; HECTD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25831
GeneID	25831
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2518-2610 человеческого HECTD1 (NP_056197.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULT8
Молекулярная масса белка	289 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом