

Поликлональное Кроличье Антитело Против Hel308 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Tdg4

Артикул: CM0015364

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческой хеликазы HEL308 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репарации двуцепочечных разрывов ДНК, соединения концов, опосредованного микрогомologies, и пути RAD51.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEL308 Rabbit pAb
Примечания/синоним	HEL308
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	113510
Идентификатор гена	113510
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого HEL308 (NP_598375.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TDG4
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом