

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Hemgn Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Bxl5

Артикул: CM0021126

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий HEMGN (Гемоген) для применений ВБ и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком и мышью; подходит для исследований гемопоэтической дифференцировки, лейкоза и апоптоза через NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEMGN кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	NDR; EDAG; CT155; EDAG-1; HEMGN
Вид	Человек
GeneID (человек)	55363
GeneID	55363
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HEMGN (NP_932095.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BXL5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Ледяной пакет