


Моноклональное Антитело Против Альфа-Субъединицы Гемоглобина (Hba1) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P69905

Артикул: CM0007887



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на альфа-субъединицу гемоглобина человека (HBA1). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта кислорода и гемоглобинопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против альфа-субъединицы гемоглобина (HBA1)
Примечания/синонимы	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; альфа-субъединица гемоглобина (HBA1)
Вид	Человек
GeneID	3039
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 HBA1 человека (P69905)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P69905
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом