


Кроличья Поликлональная Антитело Против Субъединицы Альфа Гемоглобина (Hba1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P69905

Артикул: CM0016786



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческой субъединицы альфа гемоглобина (HBA1), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований транспорта кислорода, гемоглобинопатий и эритроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Субъединица альфа гемоглобина (HBA1) кролика pAb
Примечания/Псевдоним	НВН; ЕСУТ7; HBA-T3; METHBA; Субъединица альфа гемоглобина (HBA1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3039
GeneID	3039
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой субъединицы альфа гемоглобина (NP_000549.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P69905
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете