

Кроличье Моноклональное Антитело Против Гемопексина (Нрх) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P02790

Артикул: CM0008634

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Гемопексина (НРХ), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА. Перекрестно реагирует с белком крысы. Важно для исследований транспорта гема и рециклинга железа. Идеально для диагностических и исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Гемопексина (НРХ)
Примечания/Альтернативные названия	НХ; Гемопексин (НРХ)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3263
GeneID	3263
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 363-462 человеческого Гемопексина (НРХ) (P02790)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P02790
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом