

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Нерасам Для Wb, Elisa - Q14Cz8

Артикул: CM0016641



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого НЕРАСАМ (46 кДа), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с видами: человек, мышь и крыса. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, миграции и регуляции роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	НЕРАСАМ кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; НЕРАСАМ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	220296
ID гена	220296
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-245 человеческого НЕРАСАМ (NP_689935.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14CZ8
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом