

Поликлональные Кроличьи Антитела К Гепараназе 1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Артикул: CM0029790



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой гепараназы 1 (HPA1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают предшественник и расщепленные формы; обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований деградации внеклеточного матрикса и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Heparanase 1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Гепараназа 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10855
GeneID	10855
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-275 человеческой гепараназы 1 (NP_001092010.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y251
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами