

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Гепараназы 1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q9Y251

Артикул: CM0020080



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческой Гепараназы 1 (HPSE), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований деградации внеклеточного матрикса, инвазии опухолей и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Heparanase 1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Гепараназы 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10855
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-275 человеческой Гепараназы 1 (NP_001092010.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y251
Молекулярная масса белка	61кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент