


## Моноклональное Антитело Против Her2/ErbB2 Для Проточной Цитометрии - P04626

Артикул: CM0003979



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого HER2/ErbB2, для проточной цитометрии. Распознает внеклеточный домен (аа 23-652) и валидировано для работы с образцами человека. Идеально подходит для онкологических исследований и диагностических приложений.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело против человеческого HER2/ErbB2, моноклональное                                                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                       |
| ID гена (человек)                  | 2064                                                                                                                                                          |
| ID гена                            | 2064                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-652 человеческого HER2/ErbB2 (NP_004439.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                         | ФС (Проточная цитометрия)                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                       |
| SWISS                              | P04626                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 138кДа                                                                                                                                                        |
| Доставка                           | Сумка-холодильник со льдом                                                                                                                                    |