


Моноклональное Антитело Против Her2/ErbB2 Для Проточной Цитометрии - P04626

Артикул: CM0008796



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против HER2/ErbB2, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает человеческий HER2, рецепторную тирозинкиназу, сверхэкспрессируемую во многих видах рака. Идеально подходит для исследований в области онкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human HER2/ErbB2 mAb
Примечания/Псевдонимы	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2064
GeneID	2064
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-652 человеческого HER2/ErbB2 (NP_004439.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	Сумка со льдом